Higiena i Epidemiologia, rok 2022/2023, Biokosmetologia

Badania jakościowe kosmetyków

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

PN-EN ISO 29621:2017-04- kosmetyki-- Mikrobiologia-- Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i

identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym

PN-EN ISO 17516:2014-11-Kosmetyki-- Mikrobiologia-- Limity mikrobiologiczne

Liczba tlenowych bakterii mezofilnych wg PN EN ISO 22149;

Liczba drożdży i pleśni wg PN EN ISO 16212;

Obecność Staphylococcus aureus wg PN EN ISO 22718;

Obecność Pseudomonas aeruginosa wg PN EN ISO 22717;

Obecność Escherichia coli wg PN EN ISO 21150;

Obecność Candida albicans wg PN EN ISO 18416.

Art. 27. Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa, o której mowa w art. 10 rozporządzenia nr **1223/2009**, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Szczególną uwagę należy zwracać na kosmetyki **stosowane w okolicach oczu**, ogólnie na **błony śluzowe**, na **skórę uszkodzoną**, u **dzieci** w wieku poniżej trzech lat, u **osób starszych** i osób, u których obserwuje się **nieprawidłowe reakcje immunologiczne**.

Źródła zakażeń mikrobiologicznych produktów kosmetycznych

- Kontaminacja mikrobiologiczna kosmetyku może nastąpić w trakcie produkcji (zakażenia pierwotne) jak i w trakcie użytkowania produktu gotowego (zakażenia wtórne).
- W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji kosmetyku na etapie jego produkcji
 przeprowadza się monitoring czystości mikrobiologicznej środowiska produkcyjnego.
 Standardowo zawiera on analizę:
 - o czystości linii produkcyjnych,
 - o powierzchni roboczych
 - o powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym
 - o czystości dzieży ochronnej i dłoni personelu.
- częste badania środowiska produkcyjnego pozwalają na szybką reakcję w razie
 zanieczyszczenia. Mogą one być wykonywane przez laboratorium przyzakładowe lub przez
 laboratorium zewnętrzne mające w swojej ofercie analizę wymazów, odcisków oraz powietrza.

Tabela 1. Kryteria akceptacji czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych zgodnie z PN-EN ISO 17516:2014

Badany parametr	Produkty kosmetyczne przeznaczone dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, stosowane w okolice oczu lub na blony śluzowe	Pozostale produkty
Ogólna liczba tlenowych mikroorganizmów mezofilnych	\leq 1 x 10 2 cfu na 1 g lub 1 ml	$\leq 1 \times 10^3$ cfu na 1 g lub 1 ml
Escherichia coli	Nieobecne w 1 g lub 1 ml	Nieobecne w 1 g lub 1 ml
Staphylococcus aureus	Nieobecne w 1 g lub 1 ml	Nieobecne w 1 g lub 1 ml
Pseudomonas aeruginosa	Nieobecne w 1 g lub 1 ml	Nieobecne w 1 g lub 1 ml
Candida albicans	Nieobecne w 1 g lub 1 ml	Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Pseudomonas aeruginosa

Na podłożu z cetrimidem (pkt 7 — Roztwory typowe kolonie P. aeruginosa są płaskie, przejrzyste, zółto-zielonkawe do niebieskich.

Należy przeprowadzić co najmniej następujące testy potwierdzające:

- barwienie metoda Gramma,
- test oksydazy,
- test na ruchliwość,
- wzrost w 42°C

P. aeruginosa jest Gram-ujemną pałeczka, ruchliwa, oksydazo-dodatnią i rośnie w temp. 42°C Żyje w wodzie i glebie oraz na powierzchni roślin

Test oksydazowy- Test jest przeznaczony do wykrywania oksydazy cytochromowej u Gram-ujemnych bakterii produkujących ten enzym, tj. Neisseria lub Pseudomonas.

Patogeneza

Wytwarza:

otoczkę alginianową – działa jako czynnik adhezyjny i antyfagocytarny

pilinę – istotna we wstępnej kolonizacji nabłonka

adhezyny (niezwiązane z fimbriami) – jak wyżej

hemolizyny – mogą niszczyć surfaktant powodując niedodmę

proteazy – np. elastaza, trawią białka

toksyny – m.in. lipopolisacharyd, enterotoksyna, egzotoksyna S (rany oparzeniowe), egzotoksyna A, która jest główną toksyną wydzielaną przez Pseudomonas a jej działanie jest identyczne z toksyną błoniczą.

Tworzy biofilm

Powoduje zakażenia szpitalne

Wykazuje dużą odporność na antybiotyki

Wytwarza piocyjaninę – niebiesko-zielony barwnik obecny niekiedy w wydzielinach z miejsc zakażonych

Staphylococcus aureus

Na podłożu u Baird-Parkera typowe kolonie S. aureus są czarne, błyszczące, wypukle, otoczone przejrzystym obszarem, który może opalizować.

Należy przeprowadzić co najmniej następujące testy potwierdzające:

- barwienie metoda Grama,
- test katalazowy,
- test koagulazowy.

Chorobotwórczość:

Gram-dodatnia bakteria występująca w jamie nosowo-gardłowej oraz na skórze.

Wytwarza enzymy warunkujące zjadliwość:

Enterotoksyny A, B, C1, C2, D, E, F – powodują zatrucia pokarmowe

Hemolizyny – wywołują lizę erytrocytów

Koagulaza – powoduje aktywację kaskady krzepnięcia krwi.

Leukocydyna – uszkadza leukocyty, głównie granulocyty i makrofagi

Czynnik CF – ścina fibrynogen

Hialuronidaza – ułatwia wnikanie i rozprzestrzenianie się gronkowców

Fibrynolizyna – rozpuszczanie skrzepu i rozprzestrzenianie się procesu chorobowego

Penicylinaza – warunkuje oporność gronkowców na penicylinę

Fosfolipaza – rozkłada fosfolipidy

Jednostki chorobowe:

Zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich (WAŻNE!!):

czyraki (karbunkuł)

jęczmień

ropnie

ropne zakażenia ran pooperacyjnych, pourazowych i innych

liszajec (zwykle gronkowiec wtórnie dołącza się zakażenia paciorkowcem ropotwórczym)

zapalenie sutka u kobiet karmiących piersią

piodermia

zastrzał

zanokcica

figówka

zapalenie mieszka włosowego.

Zakażenia układowe o etiologii gronkowcowej:

zapalenie szpiku kostnego i kości

zapalenie tchawicy

zapalenie płuc- jako powikłanie grypy

zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie wsierdzia

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie mózgu

zapalenie żył

zakażenie układu moczowego

posocznica gronkowcowa.

Zakażenia lub zatrucia związane z produkcją swoistych toksyn choroba Rittera zespół wstrząsu toksycznego gronkowcowe zatrucia pokarmowe

Diagnostyka mikrobiologicza

- Identyfikację prowadzi się poprzez określenie morfologi kolonii, barwienie metoda Grama, wykorzystanie testu katalazowego, oraz próby na wytwarzanie koagulazy.
- Koncowa identyfikacje prowadzi się do gatunku *Staphylococcus aureus* oraz pozostałych gronkowców okreslanych jako CNS (Coagulase Negativ Staphylococci)

Test gronkowcowy - reakcja dodatnia – wystąpienie wyraźnej aglutynacji świadczy o obecności na powierzchni komórki bakteryjnej czynnika zlepiającego "clumping factor" charakterystycznego dla gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus).


Candida albicans

- Candida albicans na podłozu Sabouarda typowe kolonie C. albicans są białe do beżowych, kremowe, wypukle.
- Należy przeprowadzić co najmniej następujące testy potwierdzające:
 - badanie mikroskopowe,
 - test tworzenia nibystrzpek,
 - tworzenie chlamidosporów.
- W każdym przypadku powinny być prowadzone inne odpowiednie testy, aby potwierdzić identyfikacje np. test filamentacji
- Na podłożu Sabouarda z chloramfenikolem po 24/48 h inkubacji w temp.37 C tworzą białokremowe,ciastowate kolonie. Grzyby drożdżopodobne uwalniają charakterystyczny drożdżowy zapach.

Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych – fazy wzrostu:

Faza YEAST- DROŻDZOWA

Pseudogrzybnia- nibystrzepki



• Flora fizjologiczna, wywołuje zakażenia oportunistyczne

- Infekcji sprzyja przewlekła antybiotykoterapia, osłabienie odporności, sztuczne zastawki, cewniki, zabiegi inwazyjne etc. Zazwyczaj kandydozę dzieli się na powierzchowną oraz znacznie poważniejszą uogólnioną.
- C. albicans jest uważany za największego producenta biofilmu wśród gatunków Candida

Escherichia coli – chorobotwórczość

Czynniki zjadliwości Escherichia coli dotyczą głównie ich zdolności do przylegania i adhezji do nabłonka przewodu pokarmowego oraz wytwarzania toksyn przez niektóre szczepy.

Adhezji sprzyjają fimbrie, z czego najgroźniejsze są typy I oraz P (powinowactwo do dróg moczowych) i typu S (powinowactwo do naczyń mózgowych)

Innym czynnikiem zjadliwości jest otoczka o właściwościach antyfagocytarnych, zwana antygenem K, adhezyny CEA, endotoksyna (LPS) oraz α -hemolizyny.

Niektóre szczepy wytwarzają egzotoksyny oraz toksynę typu Shiga.